

Versionsänderungen medix4 1.1.4

Anzahl der Kopien wird jetzt verwendet (Bug)

Die ausgewählte Anzahl an Kopien im Druckdialog wird jetzt berücksichtigt.

Ticket#20131017107

Beim externen Öffnen mancher Auszüge meldet das PDF-Programm Formatfehler (Bug)

Die Auszüge werden nun vor der Anzeige mit dem richtigen Format exportiert.

Ticket#201310211010

Hängengebliebene Hintergrundabfragen lassen sich nun leichter beenden (Bug)

Auch wenn sich verschiedene Anwender mit dem selben Benutzernamen anmelden, können hängengebliebene Abfragen, die kein Ergebnis mehr liefern werden, gelöscht werden.

Ticket#20131017108

Warnung bei Mehrfachverwendung eines Benutzers (Feature)

Ein Benutzer sollte sich nur einmal gleichzeitig beim Programm anmelden. Ab der zweiten Anmeldung wird eine Warnung ausgegeben.

Ticket#201310211011