

Versionsänderungen medix4 1.7.15

Umlaute in der Kartenrecherche

Im Ergebnis der Kartenrecherche werden Umlaute und andere Sonderzeichen nicht richtig angezeigt.

Version: 1.7.15
Kennzeichnungen: Abfragen, Fehler
ID: medix / lexio #254

Umlaute in Datenbankpfaden

Wenn Datenbankpfade einen Umlaut enthalten kann medix4 den Pfad nicht korrekt auflösen.

Version: 1.7.15
Kennzeichnungen: Datenbankverwaltung, Fehler
ID: medix / lexio #262