

Versionsänderungen medix4 1.8.3

Leerdatum wird nicht richtig bei der Fallabfrage gesetzt

Bei der Fallabfrage muss ein Leerstring und nicht null gesetzt werden.

Version: 1.8.3
Kennzeichnungen: Abfragen, Fehler
ID: medix / lexio #427

Sterbedatumabfrage wurde nicht validiert

Die Eingabedaten bei der Sterbedatumabfrage wurden nicht validiert was bei fehlerhaften oder unvollständigen Daten zu unvorhergesehenen Fehler führte.

Version: 1.8.3
Kennzeichnungen: Abfragen, Fehler
ID: medix / lexio #428

BEV-Kombiabfrage entfernt

Die BEV-Kombiabfrage kann entfernt werden da die BEV-Plus-Abfrage die selbe Funktionalität effizienter anbietet.

Version: 1.8.3
Kennzeichnungen: Abfragen, Anforderungsänderung
ID: medix / lexio #429

ZMR-Sterbedatum-Kombiauszug

Der ZMR-Auszug kann auch gleich mit den Sterbedaten abgefragt werden.

Version: 1.8.3
Kennzeichnungen: Abfragen, Anforderungsänderung
ID: medix / lexio #430

BEV-Abfragen Parameter wurden nicht richtig gesetzt

Parameter wie Ausgabeformat und Mehrplatznutzung wurden nicht richtig übernommen und es wurde der Standardwert ans BEV gesendet.

Version: 1.8.3
Kennzeichnungen: Abfragen, Fehler
ID: medix / lexio #432